



"Магічна кнопка" Aplio XG



Від найкращого до неперевершеного.

Для нас, як лідера у сфері медичної візуалізації, принциповим є отримання зображення найвищої якості. Але сьогодні ми готові представити до Вашої уваги "магічну кнопку", що перетворює найкраще зображення у неперевершене. Нова технологія Aplio XG Precision Imaging дає можливість отримувати ультразвукове зображення безпрецедентної чистоти та роздільної здатності, що дозволяє Вам проаналізувати більше деталей, ніж на будь-якій іншій системі.

Precision Imaging - це технологія обробки сигналу на основі Архітектури Інтелектуальних Компонентів, що передбачає покращений аналіз даних ультразвукового променя, включаючи інформацію з суміжних ліній. Це дозволяє швидко розпізнавати випадкові дифузні шуми та границі структур. В результаті отримане зображення має дуже високу роздільність, гомогенну структуру, близьку до морфологічної із значно меншим рівнем шуму. Користування опцією традиційно просте: Вам варто лише повернути кнопку на консолі та отримати зображення в режимі Precision Imaging для отримання вичерпної інформації для постановки точного діагнозу.